



Brukermanual
ROHO madrass til Rotobed®

BANO LIFE



Slik installerer du ROHO-madrassen:

1. Undersiden av madrassen er utstyrt med 5 anker. De 3 nederste plasseres i sporene på liggeflaten og dreies, de 2 øverste ankrene plasseres mellom de to øverste lamellene i sitteflaten og dreies. Den lille madrassbiten plasseres i fotenden.
2. Pump luft i seksjonene. Det er 3 ventiler på hver side av den store madrassen, disse pumpes opp til madrassen buer lett oppover, deretter lukkes ventilene. Obs! Sjekk at ventilene på den andre siden er lukket.
3. Legg på et laken og plasser brukeren på madrassen, liggende på siden.
4. Begynn med å kontrollere området ved hoften ved å plassere en hånd mellom brukerens hoftebein / bekken og madrassen. Slipp deretter ut luften sakte til brukeren synker ned i madrassen, og det er ca. 1½ - 2 cm mellom bruker og bunnen.
5. Samme prosedyre gjennomføres for skulderpartiet. Vend brukeren til ryggliggende og juster området under hælene. Området under bekkenet bør også kontrolleres i denne stillingen. Da er madrassen klar og gir nå maksimal beskyttelse. Luftmengden bør kontrolleres 1 gang per uke ved å føle etter under de spesielt utsatte stedene.
6. Samtidig vær oppmerksom på at Roto-sengens del kan heves litt i høyden. Dette fjerner all trykk ved fot- og hældelen, der den lille madrassen plasseres.

Produktet ROHO:

Denne ROHO-madrassen er spesielt utviklet for Roto-sengen og har derfor anker på undersiden som festes til sengens liggeflate. Hovedmadrassen består av 4 seksjoner: øverst ved hodet er det en fast skumseksjon, deretter følger 3 seksjoner med ROHO-materiale, disse kan justeres individuelt via de 3 ventilene, slik at en optimal sengeplass oppnås. Formålet med justering av madrassen er å "senke" brukeren så dypt som mulig i madrassen uten å berøre bunnen. Dyp senkning kan oppnås ved å ha så lite lufttrykk som mulig i madrassen. Fordelene med denne madrassen er at du oppnår optimal forebygging og ideelle helbredelsesforhold ved å redusere vevsdeformasjon og opprettholde blodsirkulasjonen.

De 4 prinsippene bak ROHO-teknologien er:

6 bevegelsesmønstre:

ROHO består av celler som beveger seg uavhengig av hverandre. Høyre - venstre - frem - tilbake - opp - ned.

Trykkfordeling:

Når man ligger på og synker ned i cellene, er trykket likt over hele området som er i kontakt med cellene.

Lav overflateenergi:

Det unike, myke designet av cellene gjør at man senkes ned i produktet uten risiko for vevsdeformasjon, som igjen reduserer risikoen for at huden skades.

Minimale forskyvnings- og friksjonskrefter:

Cellenes glatte overflate og de individuelle bevegelsesmønstrene reduserer både friksjon og sår.



BANO LIFE

Sammen ønsker vi å gjøre en forskjell!

Med spesialtilpassede hjelpemidler ønsker vi å gjøre en forskjell i hverdagen for barn, ungdom, voksne og eldre med forskjellig funksjonsnivå.

Bano Life
Berghagan 7, 1405 Langhus
post@banolife.com
tlf. 64 91 80 60

banolife.no