



E-move drivaggregat gir frihet og mobilitet

E-Move er et lett, driftsikkert og brukervennlig drivaggregat til din manuelle rullestol. Ikke tilpass deg til produktet, velg et produkt som kan tilpasses til deg!

Drivaggregatet byr på en rekke innstillings- og programmeringsmuligheter som gjør at den kan tilpasse seg deg og dine behov. Ved å montere E-Move på din manuelle rullestol legger du til rette for lengre turer, samtidig som du sparer tid, krefter og energi.

Det unike for E-Move er de mange programmeringsmulighetene – hvor alle parameterne kan stilles inn og finjusteres etter ditt unike behov.

E-Move har to ulike kjøreprofiler, slik at du kan programmere begge og ha to ulike program tilgjengelig – en til hvert sitt bruk. Innstillinger som kan justeres er blant annet om du har ulik armstyrke,



E-move drivaggregat - gyrofunksjon

enhåndsdrift (hemiplegi), førlighet på drivringene, ekstra kraft eller behov for retningsstabilitet – så kan alt enkelt tilpasses for å imøtekomme akkurat dine behov.

Bruker du stolen din på ujevnt underlag, så kan også E-Move programmeres med gyrofunksjon. Da holder rullestolen seg retningsstabil, selv ved skrått underlag.

Ved lengre strekninger kan også cruisekontroll programmeres slik at den opprettholder jevn fart uten at du må bruke armene.

E-Move er også valget for deg om du skal ha med rullestolen og drivaggregatet på flyreiser. Batteriet er avtagbart, noe som er et krav på flyreiser iht. IATAs nye regler.

E-Move er prisforhandlet. Det vil si at du kan søke på det via NAV.



E-move drivaggregat

Standardutstyr:

- To drivhjul med motor 2x110 W
- Batteri NiMh 6,7 Ah
- Lader
- To kjøreprofiler
- Mange programmeringsmuligheter*
*Stilles inn i samråd med bruker og evt terapeut
- Cruisekontroll
- Gyrofunksjon ved ujevnt terreng
- Enhåndsdrift
- Differensiert kraftutveksling
- Hastighet 2-8,5 kg

Beskrivelse	Art.nr.	HMS.nr
E-Move drivaggregat 20"	MEM4202MT	321728
E-Move drivaggregat 22"	MEM4222MT	321729
E-Move drivaggregat 24"	MEM4242MT	321730
E-Move drivaggregat 25"	MEM4252MT	321731
E-Move drivaggregat 26"	MEM4262MT	321732



E-move montert på manuell rullestol

Produktfordeler:

- Avtagbart batteri. Nye IATA regler krever at batteriet må tas av enheten ved flyreise.
- Batteriet kan tas av ved lading, dette gjør at stolen kan benyttes under lading uten å bytte hjul.
- Kan benytte Li-ion batteri som ekstra batteri- opptil 30 km rekkevidde. Li-ion batteriet kan også lades på stolen.
- Lav vekt på drivhjulene da disse er uten batteri. Gjør det lettere med montering av/på og frakt inn og ut av bil.
- Mange unike muligheter for programmering, blant annet cruisekontroll, enhåndsdrift og gyrofunksjon.
- Dekker fem ulike hjulstørrelser.





Tekniske data

Tekniske data	E-move	
Hjulstørrelser	20"/22"/24"/25"/26"	
Vekt totalt	17 kg	
Max brukervekt	130 kg*	*150 kg med HD felg tilbehør
Hastighet standard	6 km/t*	*Kan programmeres fra 2-8,5 km/t
Motor	2 x 110 W	
Batteri	NiMh 6,7 Ah	
Rekkevidde inntil	18 km*	*30 km med Li-ion batteri tilbehør
Vekt tyngste del	7 kg	
Maks helling i grader	6	
Økt stolbredde	1,8 cm pr side	
Ladetid batteriet	2-3 timer	

Tilbehør

E-move drivaggregat	Artikkelnr.	HMSnr.
Li-ion batteri 11,6 Ah	XOC-82100-B00	
NiMh batteri 6,7 Ah ekstra	MEM2001	
*Heavy Duty for brukere mellom 130-150 kg		
E-Move 20", Blackline, Heavy Duty, NiMH	MEM420HD	
E-Move 22", Blackline, Heavy Duty, NiMH	MEM422HD	
E-Move 24", Blackline, Heavy Duty, NiMH	MEM424HD	
E-Move 25", Blackline, Heavy Duty, NiMH	MEM425HD	
E-Move 26", Blackline, Heavy Duty, NiMH	MEM426HD	
E-Move 20", Blackline, Heavy Duty, Li-ion	MEML420HD	
E-Move 22", Blackline, Heavy Duty, Li-ion	MEML422HD	
E-Move 24", Blackline, Heavy Duty, Li-ion	MEML424HD	
E-Move 24", Blackline, Heavy Duty, Li-ion	MEML425HD	
E-Move 26", Blackline, Heavy Duty, Li-ion	MEML426HD	

Monteringsbeslag

Vi har en rekke monteringsbeslag til ulike rullestoler i sortimentet. Søk i listen for en fullstendig oversikt!